



Catéter **PICC** avanzado, apto para inyección de contraste a presiónCatéter **PICC** avanzado, apto para inyección de contraste a presión

Configuraciones monolúmen,  
bilúmen y trilúmen.



# Acceso PICC con desempeño avanzado

**SYNERGY PRO CT PICC™** combina un acceso venoso central de inserción periférica con la posibilidad de administrar medios de contraste mediante inyección a presión.



## Características principales

### Inyección de contraste a presión

Admite caudales de inyección de hasta 5 mL/s, resultando adecuado para estudios de tomografía computada con contraste.

### Conectores Luer resistentes

Diseño multirroscas, fácil de manipular con guantes y desarrollado para conservar su resistencia frente a fisuras.

### Identificación clara y legible

Clamps y extensiones identificados para reconocer fácilmente la aptitud para inyección a presión y la presión máxima admitida.

### Conector de bajo perfil

Permite la fijación mediante sutura o dispositivos sin sutura, favoreciendo el confort del paciente.

### Acceso eficiente

Estilete de alambre trenzado premontado y puerto en T permeable para lavado.

### Marcaciones de alto contraste

Catéter blanco y radiopaco, fabricado en poliuretano termosensible.

# Diseño orientado a la seguridad y el confort

## Tecnología de cono invertido

Ayuda a reducir el sangrado posterior a la inserción, manteniendo la estabilidad y la radiopacidad del catéter.

## Construcción en poliuretano resistente

Elaborado en poliuretano biocompatible, combina flexibilidad, resistencia y confort durante el tratamiento.


## Componentes de alta calidad

Los kits reúnen elementos seleccionados para favorecer una colocación organizada y eficiente, incluyendo agujas de seguridad ecogénicas, guías de nitinol e introductores pelables.

## WingGuard®

Dispositivo de fijación sin sutura, fabricado en silicona y de bajo perfil, diseñado para aumentar el confort y la protección del paciente.\*

## Componentes del Kit



- 1 Catéter SYNERGY PRO CT PICC™ con estilete de alambre trenzado premontado y puerto en T permeable para lavado.
- 2 Bisturí de seguridad N.º 11.
- 3 Cinta métrica.
- 4 Jeringa Luer Lock de 10 mL.
- 5 Dispositivo de fijación Grip-Lok.
- 6 Apósito transparente Dealfa.\*
- 7 Dispositivo de fijación WingGuard®.\*

- 8 Conector sin aguja: uno, dos o tres, según la cantidad de lúmenes.
- 9 Torniquete.
- 10 Guía de nitinol de 0,018".
- 11 Introducutor peel away.
- 12 Aguja introductora de seguridad 21 G x 7 cm.
- 13 Guía informativa para el paciente portador de PICC.
- 14 Etiqueta para la historia clínica.
- 15 Instrucciones de uso electrónicas - eIFU

\*Componentes incluidos únicamente en las configuraciones avanzadas correspondientes.

WingGuard® es una marca registrada de Centurion Medical Products Corporation.

# Presentaciones disponibles

## ADVANCED KIT

Guía de nitinol de **70 cm** con punta de tungsteno

DM0102288/AMB

PICC CT 3 Fr × 60 cm – Monolúmen

Introductor PTFE pelable: 3,5 Fr × 7 cm

DM0102297/AMB

PICC CT 4 Fr × 60 cm – Monolúmen

Introductor PTFE pelable: 4,5 Fr × 7 cm

DM0102298/AMB

PICC CT 5 Fr × 60 cm – Monolúmen

Introductor PTFE pelable: 5,5 Fr × 7 cm

DM0102289/AMV

PICC CT 4 Fr × 60 cm – Bilúmen

Introductor PTFE pelable: 4,5 Fr × 7 cm

DM0102295/AMV

PICC CT 5 Fr × 60 cm – Bilúmen

Introductor PTFE pelable: 5,5 Fr × 7 cm

DM0102296/AMV

PICC CT 6 Fr × 60 cm – Bilúmen

Introductor PTFE pelable: 6,5 Fr × 7 cm

DM0102299/AMV

PICC CT 6 Fr × 60 cm – Trilúmen

Introductor PTFE pelable: 6,5 Fr × 7 cm



**SYNERGY PRO CT PICC™**

Versatilidad para la terapia intravenosa.

Desempeño para la práctica clínica.



[consultas@b-acher.com.ar](mailto:consultas@b-acher.com.ar)

