



Neff

PERCUTANEOUS ACCESS SET

MODIFICACIÓN DE D'AGOSTINO



Logre un acceso percutáneo eficiente con un set especializado.



BEACON® TIP TORCON NB® ADVANTAGE CATHETER

- El conector de brazo lateral permite la inyección de contraste sin necesidad de retirar la guía de alambre, lo que ayuda a aumentar la eficiencia del procedimiento y a mantener la integridad del ensamble.
- El catéter de acceso Beacon® Tip Torcon NB Advantage incluido, con punta curva especializada Kumpe (KMP), mejora la visibilidad y el control direccional.






Neff

PERCUTANEOUS ACCESS SET

MODIFICACIÓN DE D'AGOSTINO

- El brazo lateral permite la inyección de soluciones de contraste sin necesidad de retirar el alambre guía para ayudar a aumentar la eficiencia de los procedimientos y mantener la integridad del montaje.



Order Number	Reference Part Number	Sheath ID/OD Fr	Needle gage/Length cm	Wire Guide Type
G08403	NPAS-100-D'AGOSTINO-B-050393	4.0/6.0	22/15	stainless steel



www.cookmedical.com

consultas@b-acher.com.ar



Distribuidor: Acher Argentina - Doblas 1510 (CP 1424). CABA - Argentina. Tel. (54 11) 4921-0173 - www.acher.com.ar